

Das Rollstuhl-Zuggerät Swiss-Trac

Der Mobilmacher

Selbst der beste Rollstuhl ist immer ein Kompromiss. Im Alltag ergeben sich daraus allzu oft verschiedene Einschränkungen für die Nutzer. Der Swiss-Trac hat sich als Ergänzung zu manuellen Rollstühlen seit 25 Jahren bewährt. Das Zuggerät ist sehr flexibel einsetzbar, einfach zu handhaben und dabei extrem robust. Auch Kinder ab etwa fünf Jahren können damit ihren Aktionsradius entscheidend erweitern

Fahrdienst oder Mama-Taxi lauten für Rollstuhl fahrende Kinder oft die Alternativen für den Weg zur Schule, zum Sport oder zur Therapie. Dabei gäbe es noch eine dritte Möglichkeit: den Swiss-Trac. Das Rollstuhlzuggerät macht nämlich jeden manuellen Rollstuhl fit für mittlere Strecken. Das macht unabhängig und ist sehr integrativ. Denn mit dem Swiss-Trac können die kleinen Nutzer ihre Freunde auf dem Weg zur Schule oder zu Freunden selbstständig begleiten. Dabei darf der Weg ruhig mal etwas ruppiger sein, denn durch das Ankoppeln wird der Rolli so angehoben, dass die Lenkräder nicht mehr den Boden berühren.



Einfache Bedienung, kompakte Abmessungen

Etwa ab einem Alter von fünf Jahren können Kinder den Swiss-Trac alleine nutzen. Sowohl das Ankoppeln als auch die Bedienung sind im Wortsinne kinderleicht. Mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h kommt das Rollstuhlzuggerät zügig voran (etwa so schnell wie ein flotter Fußgänger), aber eben auch

Technische Angaben

Modell	SWT-1	SWT-2
Reichweite auf ebener Strecke	über 30 km	ca. 20 km
Geschwindigkeit	stufenlos bis 6 km/h	stufenlos bis 6 km/h
Max. Steigung	20 % bei 100 kg Personengewicht	20 % bei 60 kg Personengewicht
Seitliche Neigung	max. 20 %	max. 20 %
Max. Stufenhöhe	13 cm nach oben 15 cm nach unten	13 cm nach oben 15 cm nach unten
Max. Anhängelast (Fahrer mit Rollstuhl u. Gepäck)	150 kg	80 kg
Gewicht	65 kg	55 kg
Transportmaße	ca. 75×51×53 cm	ca. 66×51×53 cm
Motorleistung	400 Watt	300 Watt
Ladezeit bei leeren Batterien	mind. 8 Std.	mind. 8 Std.
Hilfsmittel-Nr. (DE)	18.99.04.0020	18.99.04.00XX
Hersteller: ATEC INGENIEUREBÜRO AG · Breitenstrasse 1 · CH-6403 KÜSSNACHT · Schweiz · E-Mail: info@swisstrac.ch · Internet: www.swisstrac.ch · Tel.: +41(0)418548020		



Vorteile:

- + einfache Handhabung
- + robuste und bewährte Technik
- + erheblicher Mobilitätsgewinn
- + einfacher Transport im Auto



Nachteile:

- Anbauteil am Rollstuhl erforderlich

nicht so schnell, dass eine Versicherung oder gar ein Führerschein nötig wären. Der Swiss-Trac ist mit nur wenigen Handgriffen an- beziehungsweise abgekoppelt, was sogar mit eingeschränkter Handfunktion gut zu bewältigen ist.

Für den Swiss-Trac benötigt der Rollstuhl zwar einen Adapter, er bleibt aber auch ohne Zuggerät uneingeschränkt funktionstüchtig. Sobald man sein Ziel erreicht hat, kann man den Rollstuhl wieder abkoppeln und wie gewohnt nutzen. Da der Swiss-Trac sehr kompakt ist und wenig Platz benötigt, lässt er sich gut an jedem Zielort parken. Sogar die Verladung ins Auto geht mit Hilfe von zwei Auffahrschienen ohne Kraftaufwand.

Fazit:

Der Swiss-Trac ist eine tolle Ergänzung für manuelle Rollstühle. Mittlere Entfernungen und Steigungen, die sonst nur schwer oder gar nicht zu bewältigen wären, meistert das Rollstuhlzuggerät souverän. Seine einfache Handhabung und die enorme Robustheit machen ihn zum idealen Begleiter in vielen Alltagssituationen.